


**OSSERVIAMO  
LE NOSTRE  
CELLULE...**

A cura delle Classi 5<sup>^</sup> a.s. 2013-14

La dottoressa Giovanna Barbieri ci ha mostrato il microscopio ottico e ci ha spiegato come funziona ...



... successivamente abbiamo preparato i vetrini per l'osservazione delle nostre cellule!!!

**Ecco cosa occorre:**

- Vetrino porta-oggetto
- Vetrino copri-oggetto
- Colorante blu di metilene
- Pipetta contagocce
- Pinzette
- Palettine di plastica




Dopo aver prelevato le cellule dalla nostra bocca, abbiamo strofinato la palettina sul vetrino porta-oggetto e la dottoressa Barbieri ha aggiunto una goccia di blu di metilene (un colorante che serve per colorare il nucleo della cellula)...






... abbiamo  
posizionato il vetrino  
copri-oggetto ed  
abbiamo tolto il  
liquido in eccesso ...



Ora siamo pronti per osservare  
le nostre cellule!!!



Che  
Emozione!!!

